

фективностью лечения хеликобактериоза. Тест «Pyloriset Dry» можно использовать для помощи в диагностике инфицирования *H. pylori* как экспресс-метод. Мы считаем, что коммерческие иммунологические

тест-системы «ИммуноКомб II *H. pylori* IgG» и «Pyloriset Dry», которые разработаны для определения антител к *Helicobacter pylori* у человека, можно рекомендовать для аналогичного исследования у обезьян.

SUMMARY

The study of antibodies to *Helicobacter pylori* in monkeys serum was carried out using two commercial kits "ImmunoComb II *H. pylori* IgG» and "Pyloriset Dry». High percentage of antibodies was determined, but mostly in low titers. Preference is given to "ImmunoComb II *H. pylori* IgG» kit, which gives qualitative and quantitative assessments of antibodies in the serum. This test allows serological monitoring of *Helicobacter pylori* infection and control of treatment of helicobacteriosis in animals.

Литература

1. Белая, Ю.А. Частота встречаемости специфических антигенов *Helicobacter pylori* при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. / Ю.А. Белая, М.С. Вахрамеева, В.Г. Петрухин, В.М. Бондаренко, О.Ф. Белая, В.В. Евдокимов, Д.М. Курманова, Т.И. Юдина, В.Г. Нестеренко // *ж/л микробиол.* 2004. № 6. С. 63-69.
2. ДУДК.ин, Т.В. Методы выявления *Helicobacter pylori*. / Т.В. ДУДК.ин, Н.А. Соловьева, В.Г. Жуховицкий и др. // *Росс.гастроэнтерол.журн.* 2001. № 2. С. 77-89.
3. Калашникова, В.А. Инфицирование обезьян *Helicobacter pylori*. / В.А. Калашникова // *Ветеринария.* 2006. № 7. С. 23-25.
4. Калашникова, В.А. ПЦР-диагностика *Helicobacter pylori* у обезьян. В.А. Калашникова // *Ветеринарная патология.* 2006. № 3 (18). С. 57-60.
5. Махова, М.А. Молекулярно-биологические методы в диагностике хеликобактерной инфекции: Автореф. дисс...к.б.н. / М.А. Махова, Москва, 2003. 24 с.
6. Чайка, Н.А. Кампилобактериоз. / Н.А. Чайка, Л.Б. Хазенсон, Ж.П. Бутдлер // *М.: «Мед-на», 1988. С. 115-133.*
7. Une, J. *Helicobacter Species and Helicobacter Infection in Animals.* / J. Une // *Materials of 28th World Congress of the World Small Animal Veterinary Association, 24-27 okt. 2003, Thailand.*

УДК: 579.252.55:615.332:579.25:577.212.3

В.И. Семенихин, А.С. Донченко, С.А. Юрик

(Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока, п. Краснообск, Новосибирская область)

ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ НЕКРОБАКТЕРИОЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ С ПОМОЩЬЮ ГНЕЗДОВОЙ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ

Некробактериоз – широко распространенное инфекционное заболевание, которым болеют все виды животных и птиц, а также и человек. Первичным агентом в возникновении данного заболевания является *Fusobacterium necrophorum* – грамотрицательная, полиморфная, неподвижная палочка, растущая в строго анаэробных условиях, не образующая спор и капсул. Болезнь причиняет экономический ущерб из-за снижения многих показателей, в том числе молочной продуктивности на 5–25%, интенсивности роста на 15–25% [1–3].

Основным способом лабораторной диагностики некробактериоза крупного и мелкого рогатого скота в настоящее время является бактериологическое исследование: микроскопия мазка, посев на пита-

тельные среды, биопроба на лабораторных животных. Эти методы диагностики имеют свои минусы. Так, из очагов поражения наряду с *Fusobacterium necrophorum*, обладающей вирулентностью, выделяют и невирулентные биотипы: *Fusobacterium pseudonecrophorum*, находящиеся в рубце, а также атипичные формы, которые никогда не вызывают заболевание, но по морфологическим признакам очень схожи с вирулентными вариантами. Одновременно в больших количествах выделяется сопутствующая микрофлора: стафилококки, стрептококки, микрококки, картофельная, кишечная палочки и другие микроорганизмы. Поэтому выделить возбудителя заболевания сложно. В целом на постановку диагноза затрачивается 12–16 суток, а в

случае значительного обсеменения биологических образцов вульгарной микрофлорой это время увеличивается на 6–10 дней.

В настоящее время наиболее чувствительными и специфичными признаны методы, основанные на выявлении фрагментов генома возбудителя в биологическом материале с помощью полимеразной цепной реакции. Этот метод позволяет обнаружить возбудителя при очень низких его концентрациях и сократить сроки диагностических исследований в 8–10 раз в сравнении с бактериологическими методами.

Материал и методы

Биологические образцы для исследований отбирали по клиническим показаниям: хромота, язвы между пальцами с серым налетом и неприятным запахом, свищи в копытном роге с гнойным истечением или без него. Выделение культур *F. necrophorum* проводили согласно «Методическим указаниям по лабораторной диагностике некробактериоза животных» [4]. Также в своей работе использовали культуры *F. necrophorum*, выделенные от животных из разных регионов Западно-Сибирского и Приволжского округов сотрудниками лабораторий по изучению некробактериоза животных ГНУ ИЭВСиДВ СО Россельхозакадемии и Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института (ВНИВИ, г. Казань) и переданные в лабораторию генной инженерии ИЭВСиДВ. В качестве известных использовали культуры *F. necrophorum* № 3430 и № 2, выделенных соответственно во ВГНКИ и ВИЭВ.

Для проверки специфичности полимеразной цепной реакции использовали референтные штаммы *Escherichia coli* ATCC 25922, *Streptococcus pyogenes* (гп. А), *Staphylococcus aureus* ATCC 25923, *Proteus vulgaris* (полевой утамм), *Bacillus subtilis* ТНП-3, *Salmonella dublin* 373 315/52, представленные сотрудниками лаборатории по изучению болезней молодняка ГНУ ИЭВСиДВ.

Выделение геномной ДНК возбудителя из биологических образцов проводили в двух вариантах: в первом – депротеинизацию суммарной ДНК проводили с помощью протеиназы К (10 мг/мл) с последующей экстракцией смесью фенол–хлороформа (1:1) и осаждением этанолом, во втором – для депротеинизации использовали 10% раствор СТАВ.

В своей работе мы исходили из того, что многие факторы патогенности кодируются генами, входящими в состав мо-

бильных генетических элементов, к которым относятся транспозоны, характерные для данных вариантов патогенных микроорганизмов. Поэтому определение последовательностей и синтеза олигонуклеотидных праймеров проводили по алгоритму выравнивания последовательностей ДНК транспозонов в программах Alignment Service V.4.0 и GENCNER [5], а для анализа праймеров по уровню свободной энергии использовали программу OLIGO 4.0. Химический синтез специфических и произвольных праймеров был осуществлен амидофосфитным методом на автоматическом синтезаторе ASM-102U (Biosset Ltd, Новосибирск) в отделе химии природных соединений ГНЦ ВБ «Вектор». Постановку полимеразной цепной реакции осуществляли на амплификаторах «Бис» М-105 (Новосибирск) или «Терцик» (Москва). О результатах судили по размеру синтезированного фрагмента к ДНК, мигрирующего в 0,8%-м геле агарозы при силе тока 35–40 мА в течение 30–40 мин. Маркером служила ДНК pUC 18, гидролизованная эндонуклеазой AluI. Документирование полученных результатов проводили с помощью цифровой фотокамеры, секвенирование ампликонов – по двум цепочкам ДНК, используя общепринятые методики Т. Манитис, Э. Фрич, Д. Сэмбрук и Максама-Гилберта [6,7].

Результаты исследований

Нами была сконструирована тест-система по выявлению геномной ДНК вирулентных штаммов *F. necrophorum subsp. necrophorum* с помощью специфических олигонуклеотидных праймеров в гнездовой полимеразной цепной реакции. С этой целью были синтезированы две пары олигонуклеотидных праймеров, комплементарные ДНК в области, характерной для вирулентных штаммов *Fusobacterium* и отсутствующей в сопутствующей микрофлоре, такой, как стафилококки, стрептококки, микрококки, кишечная палочка. С помощью наружных праймеров № 11 и № 22 в ПЦР синтезировали больший фрагмент. Вторую пару праймеров № 011 и № 022 применяли для синтеза меньшего фрагмента, структурно входящего в больший. Анализы считали положительными, если размер первого и второго ампликонов соответствовали ожидаемым размерам соответственно 558 и 289 н.п.

Из результатов исследований, приведенных в табл. 1, следует, что положительные анализы продуктов ПЦР получали только тогда, когда в качестве мат-

Результаты исследований на специфичность праймеров тест-системы

№ п/п	Наименование культуры	ПЦР с праймерами	
		наружными	внутренними
1	<i>Staphylococcus aureus</i>	Отрицательно	Отрицательно
2	<i>Staphylococcus albus</i>	Отрицательно	Отрицательно
3	<i>Streptococcus pyogenes</i>	Отрицательно	Отрицательно
4	<i>Streptococcus epidermitis</i>	Отрицательно	Отрицательно
5	<i>Escherihia coli</i>	Отрицательно	Отрицательно
6	<i>Salmonella dublin</i>	Отрицательно	Отрицательно
7	<i>Proteus vulgaris</i>	Отрицательно	Отрицательно
8	«Чик» ГНУ ИЭВСидВ	Положительно	Положительно
9	<i>F. necrophorum</i> , ВИЭВ-1	Отрицательно	Положительно
10	<i>F. necrophorum</i> , ВИЭВ-2	Отрицательно	Положительно
11	<i>F. necrophorum</i> , ГНУ ИЭВСидВ	Отрицательно	Положительно
12	Дистиллированная вода	Отрицательно	Отрицательно

рицы использовали ДНК возбудителя *F. necrophorum subsp. necrophorum*. Анализы были отрицательными, когда использовали ДНК *E. coli*, *Streptococcus pyogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Proteus vulgaris*, *B. subtilis*, *Salmonella dublin*.

Расчет концентрации ДНК осуществляли по Т. Маниатис, Э. Фрич, Д. Сэмбрук [6], ставя ПЦР с контрольной ДНК *F. necrophorum*. Чувствительность разработанного способа гнездовой ПЦР для диагностики некробактериоза составила 12,0 пг/мкл суммарной ДНК.

Проведенные ранее нами исследования позволили установить, что синтезируемый больший фрагмент ДНК *F. necrophorum* в 558 н.п. является транспозоном, кодирующим синтез фермента транспозазы и относится к мобильному району, содержащему факторы патогенности [8, 9]. Эксперименты с данной диагностической тест-системой для выяснения ее специфичности показали, что положительные анализы продуктов ПЦР получали только тогда, когда в качестве матрицы использовали ДНК *F. necrophorum subsp. necrophorum*. Анализы были отрицательными, когда использовали ДНК *F. pseudonecrophorum* и других бактерий.

Затем были проведены испытания данной диагностической тест-системы в сравнении с бактериологическими и биологическими методами исследования одних и тех же образцов патологического материала, отобранного от животных, подозреваемых в заболевании некробактериозом.

С этой целью поступившие для иссле-

дования пробы биоматериала делили на две части и нумеровали однозначными номерами-шифрами. Одну часть образцов исследовали в лаборатории некробактериоза животных согласно «Методическим указаниям по лабораторной диагностике некробактериоза» (Москва, ГУВ Госагропрома СССР, 01.06.1987 г.). Другую часть этих же образцов под номерами-шифрами передавали в лабораторию генной инженерии, где проводили исследования с помощью гнездовой ПЦР согласно разработанному временному наставлению с использованием в качестве контролей культур *Fusobacterium necrophorum*: ВИЭВ-1, ВИЭВ-2, ГНУ ИЭВСидВ и дистиллированной воды. Согласно результатам комиссионного испытания, приведенным в табл. 2, представленная для апробации тест-система гнездовой ПЦР для выявления ДНК патогенных *F. necrophorum* обладает высокой специфичностью и превосходит метод бактериологического исследования по времени, затрачиваемому для выявления возбудителя заболевания в 4-10 раз.

Проводя исследования, мы обратили внимание на то, что в большинстве случаев, где были животные с хроническим инфицированием *F. necrophorum*, визуализируется только внутренний фрагмент ДНК после использования двух пар праймеров. Исключение составляли случаи острого заболевания некробактериозом (без медикаментозного вмешательства), при которых после проведения ПЦР с наружными праймерами визуализировался больший фрагмент. Однако после

Результаты межлабораторных комиссионных исследований биологических образцов на некробактериоз

№ проб	Исследуемый материал	Бактериологическое и биологические исследования		ПЦР с праймерами	
		питательные среды и биопроба	получена чистая культура от мышей	наружные	внутренние
1	Фаланга 1	+	+	–	+
2	Фаланга 2	+	–	–	+
3	Е. некроф. из коллекц.	+	–	–	+
4	Костн. мозг фаланги	+	+	+	+
5	Абсцесс печени 1	+	–	–	–
6	Абсцесс печени 2	+	–	–	–
7	Абсцесс печени 3	+	+	–	–
8.	Е. некр. лиоф. ВИЭВ-1	+	н/и	–	+
9	Е. некр. лиоф. ВИЭВ-2	+	н/и	–	+
10	Фаланга 3	+	–	–	+
11	Кровь фаланги	+	–	–	+
12	Фаланга 4	+	+	–	+
13	Фаланга 5	+	+	–	+
14	Абсцесс мышц	+	–	–	+
15	Некрот. очаг от мыши	+	–	–	+
16	Е. некроф.	+	+	–	+
17	Биоматериал от мыши	+	–	+	+
18	Стенка рубца	–	–	–	–
19	Содержимое рубца	–	–	–	–
20	Фаланга 6	+	–	–	+
21	Фаланга 7	+	–	–	+
22	Фаланга 8	+	–	–	+
23	Копытцевый рог	–	–	–	–
24	Навоз	–	–	–	–
25	Фаланга 9	+	+	–	+
26	Фаланга 10	+	+	–	+

Примечание: н/и – не исследовали «+» – наличие *E. necrophorum*, «–» – отсутствие *E. necrophorum*

нескольких пассажей на печеночной среде культуры *Fusobacterium* утрачивали это качество и визуализировались только после проведения дополнительно ПЦР с внутренними праймерами. Это ориентировало на малое число копий тестируемого фрагмента в полной последовательности ДНК *Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum*.

По результатам испытаний были разработаны инструкции по применению тест-системы для выявления *Fusobacterium*

necrophorum subsp. necrophorum методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с помощью гнездовых праймеров и технические условия. Тест-система успешно прошла государственные комиссионные испытания в 2005–2006 гг.

Заключение

В результате выполненной работы диагностическая тест-система, обладающая специфичностью и позволяющая с помощью гнездовых праймеров полимеразной цепной реакции выявлять из био-

логических образцов патогенный биотип *Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum*. На данную тест-систему, прошедшую государственные испытания, были получены нормативные документы: «Инструкция по применению тест-системы для выявления *Fusobacterium*

SUMMARY

The characteristic of the developed test - system for revealing *Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum* by a method polymerase chain reaction (PCR) with the help nested primers.

Литература

1. Nicholson L.A. Phylogenetic relationship of *Fusobacterium necrophorum* A, AB, and B biotypes based upon 16S rRNA gene sequence analysis/ L.A. Nicholson, C.J. Moprow, L.A. Corner et al.// Int. J. Syst. Bacteriol. – 1994. – Vol. 44. – № 2. – P. 315–319.
2. Самолов А.А. *Fusobacterium necrophorum*: морфологические, биологические свойства, классификация/ А.А. Самолов // Научное обеспечение ветеринарных проблем в животноводстве: Сб. науч. тр./РАСХН. Сиб. отд.-ие. ИЭВ-СиДВ. – Новосибирск, 2000. – С. 399–406.
3. Соломаха О.И. Некоторые морфологические особенности *Fusobacterium necrophorum*/ О.И. Соломаха, Л.В. Кириллов, И.Б. Павлова// Аграрная Россия. – 2000. – № 3. – С. 59–61.
4. Методические указания по лабораторной диагностике некробактериоза. (Утвер. ГУВ Юскагропрома СССР 1 июня 1987 г.). – М. – 1987.
5. Resenchuk S.M. Alignment service: creation and processing of alignments of sequences of unlimited length/ S.M. Resenchuk, V.M. Blinov // Comput. Appl. Biosci. – 1995. – № 11. – P. 7–11.
6. Маниатис Т., Фрич Э., Сэмбрук Д. // Молекулярное клонирование. – 1984. – С. 205–240.
7. Maxam F.M., Gilbert W. In: Methods in Enzymology. – 1980. – Vol. 65. – Part. I. – P. 499–550.
8. Семенихин В.И., М.А. Филипенко, Н.В. Некрасова, Е.А. Храпов, А.А. Самолов. Генотипирование патогенного биотипа АВ *Fusobacterium necrophorum necrophorum subsp. necrophorum*/ В.И. Семенихин, М.А. Филипенко, Н.В. Некрасова, Е.А. Храпов, А.А. Самолов. // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. – 2003. – № 1. – С. 86–90.
9. Семенихин В.И. Транспозоны в передаче патогенных свойств *Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum* биотипа АВ/ А.С. Донченко, В.М. Блинов, Д.В. Сараев, А.А. Самолов, С.В. Лопатин // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. – 2003. – № 4. – С. 84–87.

УДК: 619:616-091:615.9:599.32

Е.В. Семеряк, Ю.М. Гичев

(ФГУ ВПО «Омский государственный аграрный университет» факультет ветеринарной медицины)

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ КРЫС ПРИ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ИВЕРТИНОМ

Введение

В практике регистрировались случаи отравления животных разных видов препаратами ивермектина, но комплексная дифференциальная диагностика затруднена, так как морфологические исследования при данном токсикозе животных не проводились. В связи с ограниченным количеством сведений о структурных изменениях внутренних органов животных при применении ивермектина, проведение патоморфологических, гистологических и морфометрических исследований на лабораторных крысах при острой и хронической интоксикации ивертином является актуальным.

Ивертин (Ivertinum) – противопара-

зитарный препарат, содержащий в качестве действующего вещества ивермектин. Ивермектин – первый синтезированный авермектин, который в структурном отношении представляет собой смесь 22, 23-дигидроавермектинов В1а и В1в, и обладает выраженным действием на паразитических нематод, членистоногих и их личинок.

Цель работы – выявить характер и степень выраженности морфологических изменений во внутренних органах лабораторных крыс при острой и хронической интоксикации ивертином.

Материалы и методы исследования

Патоморфологические исследования на теплокровных животных проводили на базе кафедры патологической анатомии,